


Disposable Electrochirurgische pen



C-PEN

De CIMPAX® disposable elektrochirurgische C-PEN is een echte hoge kwaliteits pen. De positionering en fixatie van de elektrode is zeer veilig door de zeshoekige elektrode verbinding.

C-PEN kan worden gebruikt in combinatie met alle elektrochirurgische generatoren.

- Comfortabel en licht in gewicht
- Gekleurde knoppen
- Zeshoekige elektrodeverbinding
- Lengte kabel is 3 meter, 2,35 mm elektrode
- Connector 3 pin U.S.
- Disposable
- Verpakkingseenheid: 25 stuks per doos, steriel

Ref. code C31-08-001

CE 0543