

## CHIRURGISCHE ROOK!

Bij het dichtschroeien of snijden van weefsel tijdens een operatie wordt gebruik gemaakt van

### **Diathermie-apparatuur.**

Bij een dergelijke procedure komt chirurgische rook vrij, welke schadelijk is voor de gezondheid van het operatiepersoneel.

Er zijn aanwijzingen dat deze rook mogelijk als transportmiddel kan dienen voor de eventueel aanwezige micro-organismen.

Het personeel kan besmet worden door het vrijkomen van micro-organismen uit besmet weefsel in de vorm van aerosolen (rook). Mogelijke gevolgen van zo'n besmetting kunnen zijn: luchtweginfecties, benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, astma, hepatitis, chronische bronchitis, HIV, kanker, enz.

**Voorkom dit door directe afzuiging!  
De lucht blijft schoon en de verbrandingsgeur blijft achterwege.**

### **Dit kunt u voorkomen?**

Vision Medical Company maakt het u graag gemakkelijk en introduceert **FumeVax** een revolutionair rookafzuigstelsel.

Een zeer eenvoudig en kosteneffectieve oplossing om deze schadelijke chirurgische rook eenvoudig af te zuigen en te neutraliseren.

### **HET SYSTEEM:**

Sluit de steriele rookafzuigslang aan op de Diathermie / Laser pen. Verbind de slang vervolgens met de **FumeVax liner**. Waarna het **FumeVax Systeem** wordt aangesloten op het standaard vacuümsysteem van de OK. De rook wordt nu afgezogen en geneutraliseerd door een hoog efficiënt **FumeVax rookfilter**.

### **TIP:**


**Kijkt u eens op onze website voor meer informatie: [www.visionmc.nl](http://www.visionmc.nl)  
Of bezoek onze webshop: [www.visionmc-webshop.nl](http://www.visionmc-webshop.nl)**

Vision Medical Company B.V. Jagersveld 12—5405BW Uden—Tel.:0413-820200



**vision** medical company

**vision** medical company



### **Een FumeVax systeem bestaat uit:**

- 1 x FumeVax filter (virus- en bacteriefilter)
- 1 x cannister
- 1 x liner
- 1 x FumeVax rookevacuatieslang

**GEEN  
INVESTERING  
NODIG!**

## **HET ROOKEVACUATIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST IS FUMEVAX!!**

### **Wat bieden wij?**

**EEN FLEXIBLE ROOKAFZUIGSYSTEEM  
EENVOUDIGE OPSTELLING  
DISPOSABLE SYSTEEM  
LAGE KOSTEN! ZONDER INVESTERING!  
VEILIGHEID!  
EEN BEWEZEN EN SUCCESVOL SYSTEEM!  
GEEN GELUIDSOVERLAST!**

### **Voorkom besmetting van uw OK-personeel tijdens Diathermie / Laser procedures.**

Optimale directe rookafzuiging garandeert het volledig afzuigen van micro-organismen, virussen, bacteriën, rookdeeltjes en geur tijdens een Diathermie / Laser procedure.

**Bacteriële efficiëntie: 99,999%  
Virale efficiëntie: 99,99%**

**Heeft u interesse of wenst u een voorbeeld te ontvangen? Neem dan even contact met ons op!  
Een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk!**