

# NIEUW IN ONS PAKKET

Als leverancier zijn wij constant op zoek naar producten en concepten welke voorzien in de behoefte van onze klanten. Om hier aan tegemoet te komen hebben wij ons assortiment uitgebreid met een breed pakket aan:

## Zuurstofcatheters, Uitzuigcatheters, Urimeters.

### Zuurstofcatheters



#### Een totaal pakket in slechts 2 modellen:

In de Nederlandse markt worden vele modellen gebruikt. Om kosten en de diversiteit te beperken brengen wij samen met de firma Extrudan twee modellen op de markt, welke voorzien in de totale behoefte van onze markt.

De zuurstofcatheters met getrapte connectoren en distaal open.  
Type A: vast kompres  
Type B: beweegbaar kompres en zij-openingen.

### Uitzuigcatheters

Wij bieden een ruim assortiment aan uitzuigcatheters; zoals de standaard uitzuigcatheters met trechter maar ook uitzuigcatheters voorzien van een vacuüm onderbreker IDEAL en of de combinatie van een trechter met losse vacuümcontrole.

Standaard catheters hebben een lengte van 52cm, maten CH06 t/m CH18. Uiteraard zijn op aanvraag alle overige modellen te leveren.



#### Enkele kenmerken

Alle catheters zijn distaal open, a-traumatisch, transparant met kleurcodering en 2 zij-openingen.

### Urimeters – gesloten urinemanagementsystemen

1. een bewezen systeem - 500ml verzamelcontainer incl. 50ml schaalverdeling, verdeeld over 4 compartimenten.
- 2) KANTEL- systeem; container 500ml, markering per 50ml, ontluchtingsfilter, en opvangzak
- 3) 500 ml systeem verbonden met een 2000 ml urine opvangzak, inclusief ventiel.



### Productenpakket

Complete pakketten op het gebied van: Tubes, Fixatiematerialen, Uitzuigslangen, Wonddrainage hoog- en laag vacuüm, Yankauers, Urinemanagement, Thoraxdrainage, Procedure Trays, Accessoires en vele andere producten voor de medische zorg.

**Kijk voor meer informatie op onze website: [www.visionmc.nl](http://www.visionmc.nl)**

**Al onze leveranciers produceren in de EU waardoor wij leveringen kunnen garanderen.**