

URINEMANAGEMENT EEN COMPLEET ASSORTIMENT

Als leverancier zijn wij constant op zoek naar producten en concepten welke voorzien in de behoefte van onze klanten. Om hier aan tegemoet te komen hebben wij ons assortiment uitgebreid met een breed pakket aan:

Foleycatheters en Urimeters

Totaal pakket— Foley catheters

Siliconencatheters en Latexcatheters met of zonder sensor! Tevens zijn deze catheters ook leverbaar als complete sets.



SILICONEN; 2-weg balloncatheters, distaal gesloten, 2 zij-openingen, transport en x-ray



LATEX; 2-weg balloncatheters, distaal gesloten, 2 zij-openingen, kleur amber, x-ray en met zacht ventiel




FOLEY CATHETERS; met temperatuursensor wordt ingezet voor urinedrainage en het gelijktijdig meten van de temperatuur in de blaas. Pre- en Postoperatief, maar ook op afdelingen Intensive Care als op de spoedeisendehulp.

Het meten van de temperatuur in de blaas wordt steeds vaker toegepast en is inmiddels een van de belangrijkste parameters.

Urimeters — ZEER succesvolle Urinemanagementsystemen

GESLOTEN SYSTEMEN

- ◇ **Een bewezen systeem;** 500ml verzamelcontainer, 50 ml schaalverdeling, verdeeld over 4 compartimenten.
- ◇ **KANTEL- systeem;** container 500ml, markering per 50ml, ontluchtingsfilter plus urineopvangzak.
- ◇ **KLASSIEK;** 500 ml systeem verbonden met een 2000 ml urineopvangzak.



Productenpakket

Complete pakketten op het gebied van: Tubes, Fixatiematerialen, Uitzuigslangen, Wonddrainage hoog- en laag vacuüm, Yankauers, Urinemanagement, Thoraxdrainage, Procedure Trays, Accessoires en vele andere producten voor de medische zorg.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.visionmc.nl

Leveringen kunnen wij garanderen.

vision
medical company

THORAXDRAINAGE Compleet pakket

Een totaal pakket voor thoraxdrainage. Naast het klassieke thoraxdrainage systeem bieden wij ook ons nieuwe Thorax Dry Suction aan. Naast de twee cassettes bevat het assortiment; thoraxpleisters, catheters, slangen, catheter inbreng sets, enz.

Thoraxdrainage systemen

Droog vacuüm controle systeem NEW

Dit thoraxdrainagesysteem vervangt het traditionele systeem en voorziet in een droog vacuüm controle systeem. **Thorametrix is verbeterd!**



DRY SUCTION

- ◇ maximum vacuüm: - 40cm H2O
- ◇ snel en eenvoudig in het gebruik
- ◇ de vacuüm controlekamer hoeft niet te worden gevuld of te worden bijgevuld
- ◇ geen water in de vacuümkamer
- ◇ minder geluid

Een klassiek systeem controle systeem

Het thoraxdrainagesysteem kan worden gebruikt met of zonder vacuüm. De transparante kamer biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid vacuüm exact af te lezen.

Thorametrix is ergonomisch en eenvoudig in gebruik en is voorzien van een ophangstelsel en vloerstandaard. Slangen zijn standaard al geassembleerd.

Restrictie van het vacuüm tot een maximum van - 25cm H2O.

- Thorametrix is vernieuwd!
- ◇ geluidsreductie
 - ◇ ventilatieventiel
 - ◇ uitzuigregulator
 - ◇ sample poort
 - ◇ separate aansluiting van 2 drains



Productenpakket

Complete pakketten op het gebied van: Tubes, Fixatiematerialen, Uitzuigslangen, Wonddrainage hoog- en laag vacuüm, Yankauers, Urinemanagement, Thoraxdrainage, Procedure Trays, Accessoires en vele andere producten voor de medische zorg.

Bezoek onze website: www.visionmc.nl

Leveringen kunnen wij garanderen.