

Nieuwsflits

Betreft: Disposable zuig irrigatie set

Advertentie:

Eigenschappen:

- Vrij en helder kanaal met goede vloeiende prestaties, consistente diameter met zelfspoelfunctie
- Transparant handstuk voor onbelemmerd zicht
- Roestvrij stalen sonde met positiefunctie, eenvoudig te bevestigen en uit te schuiven
- Ergonomisch ontworpen handsstuk voor zowel linkshandigen als rechtshandigen uitermate geschikt
- Zoutevacuatie en filtratie, zoutgehalte is instelbaar
- Speciaal ontworpen achterpoort voor eenvoudige toegang in de kamer kan met één hand bediend worden, snel sluiting om luchtlekkage te verminderen

Voordeel:

Het belangrijkste voordeel van ons systeem is de nauwkeurigheid cq. kwaliteit van het zuig- /irrigatiehandstuk, waar de blauwe en witte knoppen zich bevinden.

Een veel voorkomend probleem in de markt is lekkage van irrigatiewater uit de tip, wat problemen kan geven als men probeert de holte droog te houden.

Ons systeem voorkomt dit probleem en lekt geen irrigatiewater uit de tip, waardoor de holte eenvoudig droog te houden is.



REF	Probe Diameter	Probe lengte	VE
9750-001	ø5mm	330mm	10 stuks
9750-002	ø5mm	450mm	10 stuks

Kijk ook eens naar de overige producten van Vision Medical Company op onze website!

Indien u meer informatie of een zichtmonster wenst te ontvangen horen wij het graag. Voor meer informatie zie onze website: www.visionmc.nl of neem contact op via +31(0)413 820200.