


Disposable Electrochirurgische Pen



C-PEN

CIMPAX[®] de disposable electrochirurgische pen. C-PEN is een hoge kwaliteits pen. De electrode is veilig en in de juiste positie gefixeerd met een hexagonale veiligheidsconnectie. C-PEN werkt met alle beschikbare electrochirurgische generatoren.

- Comfortabel en licht gewicht
- Gekleurde knoppen
- Hexagonale electrode connectie
- 3 meter kabel, 2.35mm electrode
- 3 pin US-connector
- Disposable
- Verpakking: ds 25 stuks, Steriel
- Ref. code C31-08-001

CE 0543

Onze distributeur:

PR00018

vision medical company

Vluchtoord 3a
5406 XP Uden

Tel.: 0413 820200
Fax: 0413 820201
www.visionmc.nl