


Laparoscopische instrumenten voor de perfecte performance

- Kwaliteit
- Precisie
- Betrouwbaarheid



Monopolare handinstrumenten
voor laparoscopische chirurgie
Eenmalig gebruik

CIMPAX®

CE 0543

CIMPAX® Monopolar Laparoscopische handinstrumenten bieden alles wat een professional nodig heeft voor een perfecte en complete procedure.



- Lichtgewicht en goed gebalanceerde instrumenten
- Comfortabele, de handles gaan eenvoudig open en dicht
- Ergonomisch slot voor de ratchet toepassing
- Gratis en simpele rotatie van de jaws
- De dubbele hinge design voorziet in een eenvoudige en preciese jaw beweging en een maximale opening
- Geschikt voor 5 mm poorten. Lengte 330 mm



C-CUT 17 mm blad lengte



C-DISSECT 20 mm jaw lengte



C-GRASP 18 mm jaw lengte



C-GRASP 22 mm jaw lengte



C-CLINCH 22 mm jaw lengte



C-BAB 22 mm jaw lengte

Ordering information

C-CUT	Laparoscopic Scharen, Metzemaum gebogen	17 mm bladen	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-331
C-DISSECT	Laparoscopic Dissector, Maryland gebogen	20 mm jaws	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-334
C-GRASP	Laparoscopic Grijper, Atraumatische met Ratchet	18 mm jaws	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-332
C-GRASP	Laparoscopic Grijper, Atraumatische met Ratchet	22 mm jaws	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-336
C-CLINCH	Laparoscopic Grijper, Clinch Grasper met Ratchet	22 mm jaws	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-333
C-BAB	Laparoscopic Grijper, Babcock Forceps met Ratchet	22 mm jaws	Doos van 12, steriel	Ref. C23-11-335

vision medical company

Vluchtoord 3A
5406 XP Uden
Nederland

Tel.: +31 0413 820200
Fax: +31 0413 820201
www.visionmc.nl
info@visionmc.nl