




Urology





Technische Änderungen vorbehalten.
Right to make technical alterations reserved.

Redaktion: Caroline Heinrich
Druck und Gestaltung: MEDIA-DESIGN GmbH - Lebach
Tholeyer Str. 58 · 06881 / 9226-0
www.mediadesign-saar.de

November 2014

MEDICOPLAST

- Entwicklung
R+D
- Herstellung
Manufacturing
- Sterilisation
(Contract) Sterilization
- Vertrieb medizinischer Produkte
Distribution of disposables
- O E M products
Parts, compounds, tubing, bulk material



Besuchen Sie uns im Internet
Visit us online




Heusweilerstraße 100
D-66557 Illingen/Germany

Telefon: 0049 (0) 68 25 / 94 24 - 0
Telefax: 0049 (0) 68 25 / 94 24 37

Internet: www.medicoplast.de
E-Mail: info@medicoplast.de



Besuchen Sie uns - You are welcome



Bitte verlassen Sie die Autobahn an der Ausfahrt "Ilingen, Uchtelfangen, Ottweiler" und folgen den Hinweisschildern "Gewerbegebiet Uchtelfangen" (ca. 3,5 Km).

Wir über uns

MEDICOPLAST

Seit über 40 Jahren entwickelt, produziert und verkauft MEDICOPLAST medizinische Einmalartikel aus Kunststoff.

Die Produkte, überwiegend Sonden, Katheter, Trachealtuben und Drainagen werden in Reinräumen automatisch gefertigt und verpackt, danach palettiert und in der hauseigenen Sterilisationsanlage mit Ethylenoxid-Gas sterilisiert.

Ein globales Händlernetz sorgt dann für den weiteren Vertrieb der jährlich ca. 40 Mio. Katheter in die Krankenhäuser und Apotheken.

Die langjährige Erfahrung bei der Verarbeitung von PVC-, Polyurethan-, Silikon- und Latex-Produkten in Verbindung mit einer kreativen Entwicklungsabteilung lassen uns auch die Wünsche unserer Kunden schnell und individuell realisieren.

About us

MEDICOPLAST


Since 40 years, MEDICOPLAST International GmbH/Germany has been developing, producing and sterilizing medical disposables made of plastic.

Products such as tubes, catheters, drainages and ET-tubes are manufactured automatically in cleanrooms, packed, then put on pallets and sterilized in our own ETO facility.

A global network of wholesalers provides the distribution of almost 40 Mio. catheters a year to hospitals and pharmacies.


Many years of experience in working with products made of PVC, polyurethane, silicone and latex and a creative development team enable us to satisfy individual wishes promptly.

**Katheterspitzen - Form
catheter tips**



**Internationaler Farbcode
International code of colour**

CH. / FG



DEUTSCH / ENGLISH

SEITE / PAGE

FRAUEN KATHETER / FEMALE CATHETER	8
NELATON KATHETER / NELATON CATHETER	8-9
TIEMANN KATHETER / TIEMANN CATHETER	9-10
URETERSCHIENE / URETERAL SPLINT	10
SILIKON FOLEY KATHETER / SILICONE FOLEY CATHETER	11-12
LATEX FOLEY KATHETER / LATEX FOLEY CATHETER	13-14
TAMPONADE KATHETER / HAEMOSTATIC CATHETER	15-16
3 - WEGE HÄMATURIE SPÜLKATHETER / 3 - WAY HAEMATURIA IRRIGATION CATHETER	17-18
SUPRAPUBISCHER KATHETER / SUPRAPUBIC CATHETER	19-20
NEPHROSTOMIE - KATHETER / NEPHROSTOMY CATHETER	21
URINBEUTEL / URINE BAG	22
URETERSPLINT / URETERAL SPLINT	23-30
URETER KATHETER / URETERAL CATHETER	31-33
URETEROKUTANEOSTOMIE KATHETER / CATHETER FOR URETER SKIN FISTULA	33
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS	34-35



Cat.-No.:	Größe / Size:	Frauen - Katheter	Female catheter
100 0 06	Ch 06	Länge 18 cm	length 18 cm
100 0 08	Ch 08	geschlossene Spitze	closed tip
100 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
100 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
100 0 14	Ch 14		
100 0 16	Ch 16		
100 0 18	Ch 18		
100 0 20	Ch 20		

Cat.-No.:	Größe / Size:	Frauen - Katheter hydrophil beschichtet	Female catheter hydrophilic coating
101 0 08	Ch 08	Länge 18 cm	length 18 cm
101 0 10	Ch 10	geschlossene Spitze	closed tip
101 0 12	Ch 12	2 seitliche Augen	2 eyes
101 0 14	Ch 14		
101 0 16	Ch 16		
101 0 18	Ch 18		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Nelaton - Katheter	Nelaton catheter
110 0 06	Ch 06	Länge 40 cm	length 40 cm
110 0 08	Ch 08	geschlossene Spitze	closed tip
110 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
110 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
110 0 14	Ch 14		
110 0 16	Ch 16		
110 0 18	Ch 18		
110 0 20	Ch 20		
110 0 22	Ch 22		
110 0 24	Ch 24		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Nelaton - Katheter hydrophil beschichtet	Nelaton catheter hydrophilic coating
111 0 08	Ch 08	Länge 40 cm	length 40 cm
111 0 10	Ch 10	geschlossene Spitze	closed tip
111 0 12	Ch 12	2 seitliche Augen	2 eyes
111 0 14	Ch 14		
111 0 16	Ch 16		
111 0 18	Ch 18		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Tiemann - Katheter	Tiemann catheter
120 0 06	Ch 06	Länge 40 cm	length 40 cm
120 0 08	Ch 08	geschlossene, gebogene Spitze	closed, bent tip
120 0 10	Ch 10	2 seitliche Augen	2 eyes
120 0 12	Ch 12	Augen poliert	polished eyes
120 0 14	Ch 14		
120 0 16	Ch 16		
120 0 18	Ch 18		
120 0 20	Ch 20		
120 0 22	Ch 22		
120 0 24	Ch 24		



Cat.-No.:	Größe / Size:	Tiemann - Katheter soft flexibel	Tiemann catheter soft flexible
120 FS 12	Ch 12	Länge 40 cm	length 40 cm
120 FS 14	Ch 14	gebogene, flexible Spitze	bent tip flexible
120 FS 16	Ch 16	2 seitliche Augen	2 eyes
120 FS 18	Ch 18	Augen poliert	polished eyes
120 FS 20	Ch 20		
120 FS 22	Ch 22		
120 FS 24	Ch 24		

**Katheter mit Olivspitze, flexibel
Nr. 121 FS ebenfalls erhältlich**

**catheter with Olive tip, flexible
no. 121 FS also available**



Cat.-No.:	Größe / Size:
120 9 10	Ch 10
120 9 12	Ch 12
120 9 14	Ch 14
120 9 16	Ch 16
120 9 18	Ch 18
120 9 20	Ch 20
120 9 22	Ch 22
120 9 24	Ch 24

Tiemann Silikon Katheter mit integriertem Ballon
 Länge 40 cm
 1 Auge
 Ballon 5 - 10 ml
 latexfrei
 x-ray

Tiemann Silicone catheter with integrated balloon
 length 40 cm
 1 eye
 balloon 5 - 10 ml
 latex - free
 x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:
120 9 10 E	Ch 10
120 9 12 E	Ch 12
120 9 14 E	Ch 14
120 9 16 E	Ch 16
120 9 18 E	Ch 18
120 9 20 E	Ch 20
120 9 22 E	Ch 22
120 9 24 E	Ch 24

Tiemann Silikonkathether ECO-Version Ballon Katheter
 Tiemann Spitze
 Länge 40 cm
 1 Auge
 Ballon 5 - 10 ml
 latexfrei
 x-ray


Tiemann Silicone cathether ECO-version balloon catheter
 Tiemann tip
 length 40 cm
 1 eye
 balloon 5 - 10 ml
 latex - free
 x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
130 0 06	Ch 06
130 0 08	Ch 08
130 0 10	Ch 10

Ureterschiene
 Länge 75 cm
 geschlossene Spitze
 3 seitliche Augen
 graduiert alle 5 cm
 x-ray

Ureteral splint
 length 75 cm
 closed tip
 3 eyes
 marked every 5 cm
 x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Silikon Foley Katheter
115 0 06	Ch 06	1,5 ml	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 08	Ch 08	3,0 ml	Länge 30 cm
115 0 10	Ch 10	3,0 ml	geschlossene Spitze
			2 seitliche Augen
			mit integriertem Ballon
			transparent
			x-ray
			mit Mandrin

Silicone Foley catheter
2 - way balloon catheter
length 30 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray
with stylet

Cat.-No.:	Größe / Size:	Silikon Foley Katheter
115 0 12	Ch 12	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 14	Ch 14	Ballon 5 - 10 ml
115 0 16	Ch 16	Länge 40 cm
115 0 18	Ch 18	geschlossene Spitze
115 0 20	Ch 20	2 seitliche Augen
115 0 22	Ch 22	mit integriertem Ballon
115 0 24	Ch 24	transparent
115 0 26	Ch 26	x-ray

Silicone Foley catheter
2 - way balloon catheter
balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:	Silikon Foley Katheter ECO
115 0 12 E	Ch 12	2 - Wege Ballonkatheter
115 0 14 E	Ch 14	Ballon 5 - 10 ml
115 0 16 E	Ch 16	Länge 40 cm
115 0 18 E	Ch 18	geschlossene Spitze
115 0 20 E	Ch 20	2 seitliche Augen
115 0 22 E	Ch 22	transparent
115 0 24 E	Ch 24	x-ray

Silicone Foley catheter ECO
2 - way balloon catheter
balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
transparent
x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Silikon Foley Katheter
115 8 14	Ch 14	20,0 ml	2 - Wege Ballonkatheter
115 8 16	Ch 16	30,0 ml	Ballon 30 ml
115 8 18	Ch 18	30,0 ml	Länge 40 cm
115 8 20	Ch 20	30,0 ml	geschlossene Spitze
115 8 22	Ch 22	30,0 ml	2 seitliche Augen
115 8 24	Ch 24	30,0 ml	mit integriertem Ballon
			transparent
			x-ray

Silicone Foley catheter
2 - way balloon catheter
balloon 30 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
with integrated balloon
transparent
x-ray



1152

Cat.-No.: **Größe / Size:**

115 2 10	Ch 10
115 2 12	Ch 12
115 2 14	Ch 14
115 2 16	Ch 16
115 2 18	Ch 18
115 2 20	Ch 20
115 2 22	Ch 22
115 2 24	Ch 24

**Silikon Foley Katheter
mit dynamischer Oberfläche**

2 - Wege Ballonkatheter
Ballon 5 - 10 ml
Länge 40 cm
geschlossene Spitze
2 seitliche Augen
transparent
x-ray

**Silicone Foley catheter
with dynamic surface**

2 - way balloon catheter
balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
closed tip
2 eyes
transparent
x-ray



1157

Cat.-No.: **Größe / Size:**

115 7 12	Ch 12
115 7 14	Ch 14
115 7 16	Ch 16
115 7 18	Ch 18

**Silikon Foley Katheter
zentral offen, zur Einführung
über einen Führungsdraht
transurethral und suprapubisch**

Ballon 5 - 10 ml
Länge 40 cm
transparent
x-ray

**Silicone Foley catheter
central opening, for the introduction
over a guide wire
transurethral and suprapubic**

balloon 5 - 10 ml
length 40 cm
transparent
x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
116 0 06	Ch 06
116 0 08	Ch 08
116 0 10	Ch 10

Latex Foley Katheter

2 - Wege Ballonkatheter
Ballon 3 ml, „hard valve“
Länge 30 cm
geschlossene Spitze
2 seitliche Augen
Farbe: Amber
Silikon beschichtet
mit Mandrin

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
balloon 3 ml, "hard valve"
length 30 cm
closed tip
2 eyes
colour: amber
silicone coated
with stylet

Cat.-No.:	Größe / Size:
117 0 12	Ch 12
117 0 14	Ch 14
117 0 16	Ch 16
117 0 18	Ch 18
117 0 20	Ch 20
117 0 22	Ch 22
117 0 24	Ch 24
117 0 26	Ch 26

Latex Foley Katheter

2 - Wege Ballonkatheter
Ballon 5 - 15 ml, „hard valve“
Länge 40 cm
geschlossene Spitze
2 seitliche Augen
Farbe: Amber
Silikon beschichtet

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
ballon 5 - 15 ml, "hard valve"
length 40 cm
closed tip
2 eyes
colour: amber
silicone coated

Cat.-No.:	Größe / Size:
118 0 12	Ch 12
118 0 14	Ch 14
118 0 16	Ch 16
118 0 18	Ch 18
118 0 20	Ch 20
118 0 22	Ch 22
118 0 24	Ch 24
118 0 26	Ch 26

Latex Foley Katheter

2 - Wege Ballonkatheter
Ballon 30 ml, „hard valve“
Länge 40 cm
geschlossene Spitze
2 seitliche Augen
Farbe: Amber
Silikon beschichtet

Latex Foley catheter

2 - way balloon catheter
balloon 30 ml, "hard valve"
length 40 cm
closed tip
2 eyes
colour: amber
silicone coated

Achtung

Bei Anwendung latexhaltiger Katheter kann es bei sensiblen Patienten zu allergischen Reaktionen kommen.

Caution

Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.



Cat.-No.:	Größe / Size:
118 3 16	Ch 16
118 3 18	Ch 18
118 3 20	Ch 20
118 3 22	Ch 22
118 3 24	Ch 24

Latex Foley Katheter
 3 - Wege Ballonkatheter
 Ballon 30 ml, „hard valve“
 geschlossene Spitze
 Länge 40 cm
 1 Spülkanal
 Farbe: Amber
 Silikon beschichtet

Latex Foley catheter
 3 - way balloon catheter
 balloon 30 ml, "hard valve"
 closed tip
 length 40 cm
 1 irrigation line
 colour: amber
 silicone coated

Achtung	Caution
Bei Anwendung latexhaltiger Katheter kann es bei sensiblen Patienten zu allergischen Reaktionen kommen.	Not to be used by patients with known or suspected allergy or sensitivity to latex.



Cat.-No.:	Größe / Size:
119 3 16 30	Ch 16
119 3 18 30	Ch 18
119 3 20 30	Ch 20
119 3 22 30	Ch 22
119 3 24 30	Ch 24

Foleyplast „Couvelaire“
- Soft -
Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
aus halbsteifem PVC
Ballon aus Naturlatex, 30 ml
Länge 40 cm, x-ray



Foleyplast "Couvelaire"
- soft -
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
shaft of semi-rigid PVC
balloon of natural latex, 30 ml
length 40 cm, x-ray

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
119 3 16 75	Ch 16	60 ml
119 3 18 75	Ch 18	60 ml
119 3 20 75	Ch 20	75 ml
119 3 22 75	Ch 22	75 ml
119 3 24 75	Ch 24	75 ml

Foleyplast „Couvelaire“
- Soft -
Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
aus halbsteifem PVC
Ballon aus Naturlatex, 75 ml
Länge 40 cm, x-ray

Foleyplast "Couvelaire"
- soft -
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
shaft of semi-rigid PVC
balloon of natural latex, 75 ml
length 40 cm, x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:
119 4 16 30	Ch 16
119 4 18 30	Ch 18
119 4 20 30	Ch 20
119 4 22 30	Ch 22
119 4 24 30	Ch 24

Foleyplast „Dufour“
- Soft -
3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
aus halbsteifem PVC
Ballon aus Naturlatex, 30 ml
Länge 40 cm, x-ray

Foleyplast "Dufour"
- soft -
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
shaft of semi-rigid PVC
balloon of natural latex, 30 ml
length 40 cm, x-ray


Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
119 4 16 75	Ch 16	60 ml
119 4 18 75	Ch 18	60 ml
119 4 20 75	Ch 20	75 ml
119 4 22 75	Ch 22	75 ml
119 4 24 75	Ch 24	75 ml

Foleyplast „Dufour“
- Soft -
3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
aus halbsteifem PVC
Ballon aus Naturlatex, 75 ml
Länge 40 cm, x-ray

Foleyplast "Dufour"
- soft -
Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
shaft of semi-rigid PVC
balloon of natural latex, 75 ml
length 40 cm, x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:	Foleyplast „Mercier“ - Soft -	Foleyplast "Mercier" - soft -
114 4 16	Ch 16	3 - Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP	Haemostatic three way catheter for continuous irrigation after TURP
114 4 18	Ch 18	2 seitliche Drainageöffnungen	2 lateral drainage holes
114 4 20	Ch 20	1 Spülöffnung	1 irrigation opening
114 4 22	Ch 22	aus halbsteifem PVC	shaft of semi-rigid PVC
114 4 24	Ch 24	Ballon aus Naturlatex, 75 ml x-ray	balloon of natural latex, 75 ml x-ray
		Länge 40 cm	length 40 cm



113 2

Cat.-No.: **Größe / Size:**

113 2 16 30 Ch 16
 113 2 18 30 Ch 18
 113 2 20 30 Ch 20
 113 2 22 30 Ch 22
 113 2 24 30 Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-
Spülkatheter
aus Silikon**

zylindrische Spitze
 Länge 40 cm
 Ballon 30 ml

**3 - way haematuria
irrigation catheter
of silicone**

closed tip
 length 40 cm
 balloon 30 ml

Cat.-No.: **Größe / Size:**

113 2 18 80 Ch 18
 113 2 20 80 Ch 20
 113 2 22 80 Ch 22
 113 2 24 80 Ch 24

Ballon / Balloon:

60 ml
 80 ml
 80 ml
 80 ml

**3 - Wege Hämaturie-
Spülkatheter
aus Silikon**

zylindrische Spitze
 Länge 40 cm

**3 - way haematuria
irrigation catheter
of silicone**

closed tip
 length 40 cm



113 3

Cat.-No.: **Größe / Size:**

113 3 18 30 Ch 18
 113 3 20 30 Ch 20
 113 3 22 30 Ch 22
 113 3 24 30 Ch 24

**3 - Wege Hämaturie-
Spülkatheter
aus Silikon**

„Dufour“
 Länge 40 cm
 Ballon 30 ml

**3 - way haematuria
irrigation catheter
of silicone**

"Dufour"
 length 40 cm
 balloon 30 ml

Cat.-No.: **Größe / Size:**

113 3 18 80 Ch 18
 113 3 20 80 Ch 20
 113 3 22 80 Ch 22
 113 3 24 80 Ch 24

Ballon / Balloon:


60 ml
 80 ml
 80 ml
 80 ml

**3 - Wege Hämaturie-
Spülkatheter
aus Silikon**

„Dufour“
 Länge 40 cm

**3 - way haematuria
irrigation catheter
of silicone**

"Dufour"
 length 40 cm



Cat.-No.:	Größe / Size:
113 4 18 30	Ch 18
113 4 20 30	Ch 20
113 4 22 30	Ch 22
113 4 24 30	Ch 24


3 - Wege Hämaturie-Spülkatheter aus Silikon
 „Couvelaire“
 Länge 40 cm
 Ballon 30 ml

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
 "Couvelaire"
 length 40 cm
 balloon 30 ml

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
113 4 18 80	Ch 18	60 ml
113 4 20 80	Ch 20	80 ml
113 4 22 80	Ch 22	80 ml
113 4 24 80	Ch 24	80 ml

3 - Wege Hämaturie-Spülkatheter aus Silikon
 „Couvelaire“
 Länge 40 cm

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
 "Couvelaire"
 length 40 cm



Cat.-No.:	Größe / Size:
113 5 18 30	Ch 18
113 5 20 30	Ch 20
113 5 22 30	Ch 22
113 5 24 30	Ch 24

3 - Wege Hämaturie-Spülkatheter aus Silikon
 „Mercier“
 Länge 40 cm
 Ballon 30 ml

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
 "Mercier"
 length 40 cm
 balloon 30 ml

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:
113 5 18 80	Ch 18	60 ml
113 5 20 80	Ch 20	80 ml
113 5 22 80	Ch 22	80 ml
113 5 24 80	Ch 24	80 ml

3 - Wege Hämaturie-Spülkatheter aus Silikon
 „Mercier“
 Länge 40 cm

3 - way haematuria irrigation catheter of silicone
 "Mercier"
 length 40 cm




Cat.-No.: 122 0 12
Größe / Size: Ch 12

Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon

Basis-Set mit Trokar
 Ballon in die Wandung integriert
 Länge 40 cm
 zentral offen
 2 seitliche Augen
 Ballon 3 - 5 ml

Suprapubic integral catheter of silicone

basic set with trocar
 balloon totally integrated into the shaft
 length 40 cm
 central opening
 2 eyes
 balloon 3 - 5 ml



Cat.-No.: 122 5 12
 122 5 14
 122 5 16
 122 5 18
Größe / Size: Ch 12
 Ch 14
 Ch 16
 Ch 18

Ballon / Balloon: 3 - 5 ml
 5 ml
 5 ml
 5 ml

Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon

Wechsel-Set mit Führungsdraht
 Ballon in die Wandung integriert
 Länge 40 cm
 zentral offen
 2 seitliche Augen

Suprapubic integral catheter of silicone


exchanger set with guide wire
 balloon totally integrated into the shaft
 length 40 cm
 central opening
 2 eyes

Cat.-No.: 122 7 12
 122 7 14
 122 7 16
 122 7 18
Größe / Size: Ch 12
 Ch 14
 Ch 16
 Ch 18

Ballon / Balloon: 3 - 5 ml
 5 ml
 5 ml
 5 ml

Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon ohne Zubehör gerade Spitze

Suprapubic integral catheter of silicone without accessories straight tip





Cat.-No.: 123 0 12
Größe / Size: Ch 12

Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon mit Einrollspitze

Basis-Set mit Trokar
 Ballon in die Wandung integriert
 Länge 40 cm
 Spitze offen
 Augen im Innenradius
 Ballon 3 - 5 ml

Suprapubic integral catheter of silicone Pigtail tip

basic set with trocar
 balloon totally integrated into the shaft
 length 40 cm
 open tip
 drainage openings in the coiled part
 balloon 3 - 5 ml



- auch ohne Zubehör erhältlich -
 - also available without accessories -



Cat.-No.: 123 5 12
 123 5 14
 123 5 16
 123 5 18
Größe / Size: Ch 12
 Ch 14
 Ch 16
 Ch 18
Ballon / Balloon: 3 - 5 ml
 5 ml
 5 ml
 5 ml

Suprapubischer Integralkatheter aus Silikon mit Einrollspitze

Wechsel-Set mit Führungsdraht
 Ballon in die Wandung integriert
 Länge 40 cm
 Spitze offen
 Augen im Innenradius

Suprapubic integral catheter of silicone Pigtail tip

exchanger set with guide wire
 balloon totally integrated into the shaft
 length 40 cm
 open tip
 drainage openings in the coiled part



Katheter mit abnehmbarem Trichter zur Applikation durch den Schaft eines Nephroskopes

Catheter with detachable connector for application through the shaft of a nephroscope

Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Nephrostomie - Katheter, Silikon - dekonnectierbar -	Nephrostomy catheter, silicone - connector detachable -
119 0 12	Ch 12	3 ml	2 - Wege Ballonkatheter	2 - way balloon catheter
119 0 14	Ch 14	3 ml	mit Integral-Ballon, diskusförmig	discus-shaped
119 0 16	Ch 16	5 ml	Länge 40 cm	length 40 cm
119 0 18	Ch 18	5 ml	zentral offen	central opening
119 0 20	Ch 20	5 ml	je 1 seitliches Auge je vor und	1 eye distal and 1 eye proximal
119 0 22	Ch 22	5 ml	hinter dem Ballon	of the balloon
119 0 24	Ch 24	5 ml	transparent	transparent
			x-ray	x-ray



Cat.-No.:	Größe / Size:	Ballon / Balloon:	Nephrostomie - Katheter, Silikon	Nephrostomy catheter, silicone
119 1 12	Ch 12	3 ml	2 - Wege Ballonkatheter	2 - way balloon catheter
119 1 14	Ch 14	3 ml	mit Integral-Ballon, diskusförmig	discus-shaped
119 1 16	Ch 16	5 ml	Länge 40 cm	length 40 cm
119 1 18	Ch 18	5 ml	zentral offen	central opening
119 1 20	Ch 20	5 ml	je 1 seitliches Auge je vor und	1 eye distal and 1 eye proximal
119 1 22	Ch 22	5 ml	hinter dem Ballon	of the balloon
119 1 24	Ch 24	5 ml	transparent	transparent
			x-ray	x-ray



Cat.-No.:
127 0 00

**Urin Drainagebeutel
0,5 l**
mit Rücklaufsperr
und Ablaufventil
einzeln verpackt

**Urine drainage bag
0,5 l**
with non-return valve
and link system
single packed

Cat.-No.:
128 0 00

**Urin Drainagebeutel
1,5 l**
mit Rücklaufsperr
einzeln verpackt

**Urine drainage bag
1,5 l**
with non-return valve
single packed

Cat.-No.:
430 0 00

**Kinder - Urinbeutel
zum Ankleben
100 ml**
für Mädchen und Jungen
unsteril

**Pediatric urine
collector
100 ml**
for boys and girls
non sterile

Cat.-No.:
431 0 00

**Kinder - Urinbeutel
zum Ankleben
100 ml**
für Mädchen und Jungen

**Pediatric urine
collector
100 ml**
for boys and girls



Modelle auch erhältlich mit Rückholfaden (RF).

models available as well with retrieving thread (RF).

Beispiel / For example:
Cat.-No.: 133 022 048 RF




Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:	Führungsdraht / guide wire:	Uretersplint (Set)
133 022 0 48	22 cm	Ch 4,8	0,032 inch	Medicothan®, x-ray geschlossene Spitze über die gesamte Länge perforiert Markierungen im cm - Abstand Nachschiebeschlauch Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze 2 Fixierklemmen
133 022 0 60		Ch 6,0	0,035 inch	
133 022 0 70		Ch 7,0	0,038 inch	
133 022 0 80		Ch 8,0	0,038 inch	
133 022 0 90		Ch 9,0	0,038 inch	
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		Ureteral splint (Set)
133 024 0 48	24 cm	Ch 4,8		made of Medicothane®, x-ray closed tip perforated throughout the entire length marked every cm introducer tube guide wire (coated) flexible tip 2 fastening clips
133 024 0 60		Ch 6,0		
133 024 0 70		Ch 7,0		
133 024 0 80		Ch 8,0		
133 024 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 026 0 48	26 cm	Ch 4,8		
133 026 0 60		Ch 6,0		
133 026 0 70		Ch 7,0		
133 026 0 80		Ch 8,0		
133 026 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 028 0 48	28 cm	Ch 4,8		
133 028 0 60		Ch 6,0		
133 028 0 70		Ch 7,0		
133 028 0 80		Ch 8,0		
133 028 0 90		Ch 9,0		
Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:		
133 030 0 48	30 cm	Ch 4,8		
133 030 0 60		Ch 6,0		
133 030 0 70		Ch 7,0		
133 030 0 80		Ch 8,0		
133 030 0 90		Ch 9,0		

* Medicothan® ist das von MPI verwendete, medizinisch geeignete Polyurethan

* Medicothane® is the adequate medical Polyurethane used by MPI

Ebenfalls erhältlich mit/
available as well with



RF =
Rückholfaden /
retrieving thread



H =
Hydrophilbeschichtung /
hydrophilic coating



HRF =
Beschichtung + Rückholfaden /
coating + retrieving thread

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 022 0 48	22 cm	Ch 4,8
135 022 0 60		Ch 6,0
135 022 0 70		Ch 7,0
135 022 0 80		Ch 8,0
135 022 0 90		Ch 9,0

Uretersplint (Set)

für die koaxiale Applikation
Medicothan®, x-ray
zentrale Öffnung
über die gesamte Länge perforiert
Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 024 0 48	24 cm	Ch 4,8
135 024 0 60		Ch 6,0
135 024 0 70		Ch 7,0
135 024 0 80		Ch 8,0
135 024 0 90		Ch 9,0

Nachschiebeschlauch
Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze
mit 2 Fixierklemmen

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 026 0 48	26 cm	Ch 4,8
135 026 0 60		Ch 6,0
135 026 0 70		Ch 7,0
135 026 0 80		Ch 8,0
135 026 0 90		Ch 9,0


Ureteral splint (Set)

for "over the wire" - application
made of Medicothane®, x-ray
central opening
perforated throughout the entire length
marked every cm

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 028 0 48	28 cm	Ch 4,8
135 028 0 60		Ch 6,0
135 028 0 70		Ch 7,0
135 028 0 80		Ch 8,0
135 028 0 90		Ch 9,0

introducer tube
guide wire (coated) flexible tip
with 2 fastening clips

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 030 0 48	30 cm	Ch 4,8
135 030 0 60		Ch 6,0
135 030 0 70		Ch 7,0
135 030 0 80		Ch 8,0
135 030 0 90		Ch 9,0



Modelle auch erhältlich mit Rückholfaden (RF).

models available as well with retrieving thread (RF).

Beispiel / For example:
Cat.-No.: 135 012 030 RF



Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 012 0 30	12 cm	Ch 3,0
135 012 0 40		Ch 4,0
135 012 0 48		Ch 4,8
135 012 0 60		Ch 6,0
135 012 0 70		Ch 7,0

Uretersplint (Set)

für die koaxiale Applikation
Medicothan®, x-ray
zentrale Öffnung
über die gesamte Länge perforiert
Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 016 0 30	16 cm	Ch 3,0
135 016 0 40		Ch 4,0
135 016 0 48		Ch 4,8
135 016 0 60		Ch 6,0
135 016 0 70		Ch 7,0


Nachschiebeschlauch
Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze
mit 2 Fixierklemmen

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
135 020 0 30	20 cm	Ch 3,0
135 020 0 40		Ch 4,0
135 020 0 48		Ch 4,8
135 020 0 60		Ch 6,0
135 020 0 70		Ch 7,0

Ureteral splint (Set)

for "over the wire" - application
made of Medicothane®, x-ray
central opening
perforated throughout the entire length
marked every cm

introducer tube
guide wire (coated) flexible tip
with 2 fastening clips



134



RF*

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 022 0 48	22 cm	Ch 4,8
134 022 0 60		Ch 6,0
134 022 0 70		Ch 7,0
134 022 0 80		Ch 8,0
134 022 0 90		Ch 9,0

Uretersplint (Set), steuerbar
 Kontrastmittelapplikation möglich
 Medicothan®, **super x-ray**
 geschlossene Spitze
 im Spitzenbereich perforiert
 Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 024 0 48	24 cm	Ch 4,8
134 024 0 60		Ch 6,0
134 024 0 70		Ch 7,0
134 024 0 80		Ch 8,0
134 024 0 90		Ch 9,0

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze
 vormontiert mit Pusher und Kupplung

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 026 0 48	26 cm	Ch 4,8
134 026 0 60		Ch 6,0
134 026 0 70		Ch 7,0
134 026 0 80		Ch 8,0
134 026 0 90		Ch 9,0

Ureteral splint (Set), directable
 application of x-ray medium possible
 made of Medicothane®, **super x-ray**
 closed tip
 perforated in the tip area
 marked every cm

guide wire (coated) flexible tip
 pre-assembled with pusher and coupler

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 028 0 48	28 cm	Ch 4,8
134 028 0 60		Ch 6,0
134 028 0 70		Ch 7,0
134 028 0 80		Ch 8,0
134 028 0 90		Ch 9,0

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
134 030 0 48	30 cm	Ch 4,8
134 030 0 60		Ch 6,0
134 030 0 70		Ch 7,0
134 030 0 80		Ch 8,0
134 030 0 90		Ch 9,0

***Ebenfalls erhältlich mit / *available as well with**

RF = Rückholfaden / retrieving thread

Beispiel / For example:
 Cat.-No.: 134 024 048 RF



136



RF*

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
136 022 0 48	22 cm	Ch 4,8
136 022 0 60		Ch 6,0
136 022 0 70		Ch 7,0
136 022 0 80		Ch 8,0
136 022 0 90		Ch 9,0

Uretersplint (Set), steuerbar

Kontrastmittelapplikation möglich
Medicothan®, **super x-ray**
zentrale Öffnung für koaxiale Applikation
im Spitzenbereich perforiert
Markierungen im cm - Abstand

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
136 024 0 48	24 cm	Ch 4,8
136 024 0 60		Ch 6,0
136 024 0 70		Ch 7,0
136 024 0 80		Ch 8,0
136 024 0 90		Ch 9,0

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze
vormontiert mit Pusher und Kupplung

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
136 026 0 48	26 cm	Ch 4,8
136 026 0 60		Ch 6,0
136 026 0 70		Ch 7,0
136 026 0 80		Ch 8,0
136 026 0 90		Ch 9,0

Ureteral splint (Set), directable

application of x-ray medium possible
for "over the wire" - application
made of Medicothane®, **super x-ray**
central opening
perforated in the tip area
marked every cm

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
136 028 0 48	28 cm	Ch 4,8
136 028 0 60		Ch 6,0
136 028 0 70		Ch 7,0
136 028 0 80		Ch 8,0
136 028 0 90		Ch 9,0

guide wire (coated) flexible tip
pre-assembled with pusher and coupler

Cat.-No.:	Länge / Length:	Größe / Size:
136 030 0 48	30 cm	Ch 4,8
136 030 0 60		Ch 6,0
136 030 0 70		Ch 7,0
136 030 0 80		Ch 8,0
136 030 0 90		Ch 9,0

***Ebenfalls erhältlich mit / *available as well with**

RF = Rückholfaden / retrieving thread

H = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating

HRF = Beschichtung + Rückholfaden / coating + retrieving thread



138



Cat.-No.: 138 022 0 70 **Länge / Length:** 22 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 138 024 0 70 **Länge / Length:** 24 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 138 026 0 70 **Länge / Length:** 26 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 138 028 0 70 **Länge / Length:** 28 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 138 030 0 70 **Länge / Length:** 30 cm **Größe / Size:** Ch 07

Tumor - Uretersplint (Set), steuerbar

gerader Splintteil **armiert mit Edelstahl**
Kontrastmittelapplikation möglich
Medicothan®, x-ray
geschlossene Spitze
im Spitzenbereich perforiert
Markierungen im cm - Abstand

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze
vormontiert mit Pusher und Kupplung

Tumour - Ureteral splint (Set), directable

straight part **armed by stainless steel**
for "over the wire" - application
made of Medicothane®, x-ray
closed tip
perforated in the tip area
marked every cm

guide wire (coated) flexible tip
pre-assembled with pusher and coupler

Ebenfalls erhältlich mit / available as well with

H = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating

Beispiel / For example:

Cat.-No.: 138 022 070 H



139



Cat.-No.: 139 022 0 70 **Länge / Length:** 22 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 139 024 0 70 **Länge / Length:** 24 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 139 026 0 70 **Länge / Length:** 26 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 139 028 0 70 **Länge / Length:** 28 cm **Größe / Size:** Ch 07

Cat.-No.: 139 030 0 70 **Länge / Length:** 30 cm **Größe / Size:** Ch 07

Tumor - Uretersplint (Set), steuerbar

gerader Splintteil **armiert mit Edelstahl**

Kontrastmittelapplikation möglich

Medicothan®, x-ray

zentrale Öffnung

im Spitzenbereich perforiert

Markierungen im cm - Abstand

Führungsdraht (beschichtet) flexible Spitze

vormontiert mit Pusher und Kupplung

Tumour - Ureteral splint (Set), directable

straight part **armed by stainless steel**

for "over the wire" - application

made of Medicothane®, x-ray

central opening

perforated in the tip area

marked every cm

guide wire (coated) flexible tip


pre-assembled with pusher and coupler

Ebenfalls erhältlich mit / available as well with

H = Hydrophilbeschichtung / hydrophilic coating

Beispiel / For example:

Cat.-No.: 139 022 070 H



Cat.-No.:	Größe / Size:
135 9 48	Ch 4,8
135 9 60	Ch 6,0
135 9 70	Ch 7,0
135 9 80	Ch 8,0
135 9 90	Ch 9,0

Uretersplint (Set), Mono - J
 Set = 2 Schläuche
 je grün oder rot markiert
 geschlossene Spitze
 Länge 90 cm
 mit Führungsdraht 100 cm


Ureteral splint (Set), mono - J
 set = 2 tubes
 each marked green or red
 closed tip
 length 90 cm
 with guide wire 100 cm

Cat.-No.:	Größe / Size:
136 9 48	Ch 4,8
136 9 60	Ch 6,0
136 9 70	Ch 7,0
136 9 80	Ch 8,0
136 9 90	Ch 9,0

Uretersplint (Set), Mono - J
 Set = 2 Schläuche
 je grün oder rot markiert
 zentral offene Spitze
 für „over the wire“ Applikation
 Länge 90 cm
 mit Führungsdraht 150 cm

Ureteral splint (Set), mono - J
 set = 2 tubes
 each marked green or red
 central opening
 for "over the wire" application
 Length 90 cm
 with guide wire 150 cm

* Eine VE von 10 Stück enthält 5 Ureter Katheter mit **roter** Markierung und 5 Ureter Katheter mit **grüner** Markierung.
 * One packing unit of 10 pcs contains 5 ureteral catheters, **red** marked and 5 ureteral catheters, **green** marked.



Cat.-No.:	Größe / Size:	Ureter Katheter*	Ureteral catheter*
137 4 14	Ch 04	„Chevassu“, ohne Augen	"Chevassu" pattern, without eyes
137 4 15	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 16	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 17	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 18	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
Cat.-No.:	Größe / Size:	Ureter Katheter*	Ureteral catheter*
137 4 24	Ch 04	geschlossene Spitze, 1 Auge	closed tip, 1 eye
137 4 25	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 26	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 27	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 28	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
Cat.-No.:	Größe / Size:	Ureter Katheter*	Ureteral catheter*
137 4 34	Ch 04	geschlossene Spitze, 2 Augen	closed tip, 2 eyes
137 4 35	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 36	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 37	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 38	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter
Cat.-No.:	Größe / Size:	Ureter Katheter*	Ureteral catheter*
137 4 64	Ch 04	zentral offen, ohne Augen	central opening, without eyes
137 4 65	Ch 05	Medicothan®, x-ray	made of Medicothane®, x-ray
137 4 66	Ch 06	cm - Graduierung	cm graduation
137 4 67	Ch 07	Länge 69 cm	length 69 cm
137 4 68	Ch 08	Führungsdraht	guide wire
		LL - Adapter	LL adapter

Cat.-No.: Größe / Size:

137 3 03 Ch 03
 137 3 04 Ch 04
 137 3 05 Ch 05
 137 3 06 Ch 06
 137 3 07 Ch 07
 137 3 08 Ch 08

**Ureter Katheter
 gebogene,
 offene Spitze
 ohne Augen**

Medicothan®
 x-ray
 cm - Graduierung
 Länge 69 cm
 LL - Adapter

**Ureteral catheter
 bent
 central opening
 without eyes**

made of Medicothane®
 x-ray
 cm - graduation
 length 69 cm
 LL adapter

Cat.-No.: Größe / Size:

137 4 94 Ch 04
 137 4 95 Ch 05
 137 4 96 Ch 06
 137 4 97 Ch 07
 137 4 98 Ch 08

**Ureter Katheter*
 gebogene, offene Spitze
 1 Auge**

Medicothan®, x-ray
 cm - Graduierung
 Länge 69 cm
 Führungsdraht
 LL - Adapter

**Ureteral catheter*
 Tiemann - tip, bent,
 central opening, 1 eye**

made of Medicothane®, x-ray
 cm graduation
 length 69 cm
 guide wire
 LL adapter

Cat.-No.: Größe / Size:

137 5 13 Ch 03
 137 5 14 Ch 04
 137 5 15 Ch 05
 137 5 16 Ch 06
 137 5 17 Ch 07
 137 5 18 Ch 08

**Ureter Katheter*
 geschlossene,
 gebogene Olivspitze
 1 Auge**

Medicothan®, x-ray
 cm - Graduierung
 Länge 69 cm
 Führungsdraht
 LL - Adapter

**Ureteral catheter*
 Olive tip
 bent, cylindrical
 1 eye**

made of Medicothane®, x-ray
 cm graduation
 length 69 cm
 guide wire
 LL adapter

Cat.-No.: Größe / Size:

137 5 34 Ch 04
 137 5 35 Ch 05
 137 5 36 Ch 06
 137 5 37 Ch 07
 137 5 38 Ch 08

**Ureter Katheter*
 Olivspitze, gerade
 2 Augen**

Medicothan®, x-ray
 cm - Graduierung
 Länge 69 cm
 Führungsdraht
 LL - Adapter

**Ureteral catheter*
 Olive tip, straight
 2 eyes**

made of Medicothane®, x-ray
 cm graduation
 length 69 cm
 guide wire
 LL adapter

Cat.-No.: Größe / Size:


137 6 64 Ch 04
 137 6 65 Ch 05
 137 6 66 Ch 06
 137 6 67 Ch 07
 137 6 68 Ch 08

**Ureter Katheter*
 zentral offen, 2 Augen**

Medicothan®, x-ray
 cm - Graduierung
 Länge 69 cm
 Führungsdraht
 LL - Adapter

**Ureteral catheter*
 central opening, 2 eyes**

made of Medicothane®, x-ray
 cm graduation
 length 69 cm
 guide wire
 LL adapter



137 8



138 7

Cat.-No.: **Größe / Size:**

137 8 04	Ch 04
137 8 05	Ch 05
137 8 06	Ch 06
137 8 07	Ch 07
137 8 08	Ch 08
137 8 09	Ch 09
137 8 10	Ch 10
137 8 11	Ch 11
137 8 12	Ch 12

**Ureter Katheter
nach „Bracci“**

Länge 152 cm
10 cm perforiert
50 cm markiert
9 Löcher
x-ray
aus PVC

**Ureteral catheter
"Bracci" pattern**

length 152 cm
10 cm - perforation
marked every 50 cm
9 holes
x-ray
made of PVC

Cat.-No.: **Länge / Length:** **Größe / Size:**

138 7 23	26 cm	3,5 mm
138 7 24	26 cm	4,2 mm
138 7 33	32 cm	3,5 mm
138 7 34	32 cm	4,2 mm

**Ureterokutaneostomie
Katheter**

aus weichem Medicothan®
transparent
zentrale Öffnung
cm - Graduierung
Drainageöffnungen
alle 10 mm
Selbstarretierung
Fixierscheibe
x-ray

**Catheter for ureter
skin fistula**

made of soft Medicothane®
transparent
central opening
graduated every cm
perforation every
10 mm
fixation against dislocation
antegrad as well as retrograd
x-ray

Allgemeine Geschäftsbedingungen MEDICOPLAST International GmbH

1. Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde; sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Sie gelten ebenfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn diese nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware entsprechen. Bitte beachten Sie die gültigen Mindestbestellmengen. Weichen die bestellten Stückzahlen von denen der Verkaufsmengen-Einheit (VE) ab, so sind wir berechtigt, die Bestellmenge entsprechend anzupassen oder an die Firma Hahn Medizinservice in Illingen weiterzuleiten.
3. Die Preise beziehen sich auf unsere letzte Preisliste. Das Nettzahlungziel beträgt ab Rechnungsdatum 30 Tage, bei Zahlungen von Warenlieferungen innerhalb von 10 Tagen, Zahlungseingang auf unserem Konto, gewähren wir 2 % Skonto. Für Bankeinzug gewähren wir 3 % Skonto. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 % vom Rechnungsbetrag zu berechnen. Gegenüber unseren Forderungen kann weder aufgerechnet noch ein Rückbehaltungsrecht ausgeübt werden, es sei denn, die Gegenforderung ist unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.
4. Wir sind bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Fest vereinbarte Lieferfristen beziehen sich auf das Datum an dem die Ware versandbereit gemeldet ist. Im Falle des Verzugs kann der Käufer eine Nachfrist setzen. Die Nachfrist muss mindestens 4 Wochen betragen. Nach Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. Der Rücktritt muss unverzüglich nach Ablauf der gesetzten Nachfrist schriftlich erklärt werden. Unsere Haftung bei Lieferverzug ist beschränkt auf den Wert der Ware, mit deren Lieferung wir in Verzug sind. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Lieferüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer Lieferanten, Verfügungen von hoher Hand sowie alle Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen die davon betroffene Partei von der Verpflichtung zur Lieferung bzw. Abnahme.
5. Alle Lieferungen reisen auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn wir die Frachtkosten tragen. Teillieferungen sind zulässig. Versandart oder Versandweg werden von uns gewählt. Die Kosten einer auf Wunsch des Käufers vorgenommenen Eilgut-, Expressgut-, Luftfracht- bzw. Luftpostsendung gehen voll zu seinen Lasten. Direktlieferungen an Dritte werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 € berechnet. Für nicht von MEDICOPLAST verursachte Waren-Rücksendungen wird nach Rücksprache eine Abwicklungspauschale von 30,- € sowie 15 % des Netto-Warenwertes erhoben. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
6. Bei Auftragsfertigungen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 20 % vor. Artikel-Neuanlagen sowie ausführliche Dokumentationen werden entsprechend dem anfallenden Aufwand berechnet.
- 7.a) Etwaige Beanstandungen sind uns unverzüglich – bei offenen Mängeln spätestens innerhalb der ersten 7 Tage – nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Offen erkennbare Beschädigungen der Ware, erkennbar beim Empfang, sind sofort dem Spediteur oder dem Frachtführer zu melden. Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nur nach unserer Wahl Ersatz liefern oder nachbessern.
- b) Lassen wir eine uns gestellte Nachfrist verstreichen, ohne Ersatz geleistet oder den Mangel behoben zu haben, so hat der Käufer ein Rücktrittsrecht.
- c) Wird die von uns gelieferte Ware vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bestimmungsgemäß weiterverkauft oder aus einem Rechtsgrund Dritten übergeben, so tritt der Kunde schon hiermit alle aus dem Weiterverkauf der Ware zustehenden Ansprüche an uns ab. Bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung erfolgt die Abtretung in Höhe des Rechnungswertes unserer Waren.
8. Schadensersatzansprüche, auch gegen unsere Mitarbeiter, aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
9. Für Lieferungen bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer in unserem Eigentum.
10. Erfüllungsort für die Lieferung sowie für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von MEDICOPLAST.
11. Die Lieferungen und Leistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften, insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr/Verbringung/Einfuhr benötigt werden. Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen oder Genehmigungsverfahren setzen Lieferzeiten und Fristen außer Kraft. Werden erforderliche Genehmigungen nicht erteilt, gilt der Vertrag bezüglich der betroffenen Teile als nicht wirksam.
12. Im Falle eines Rückrufs verpflichtet sich der Käufer alle Endverbraucher, die diesen Artikel der Firma Medicoplast bekommen haben, über den Rückruf zu informieren, die fehlerhafte Ware zurückzunehmen oder dessen Vernichtung durch ein Protokoll zu bestätigen.
13. Externe Audits werden nach Aufwand belastet.

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Illingen
Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken HRB 14340
Geschäftsführer: Klaus F Schmitt
Ust-Id-Nr.: DE814205662
Steuer-Nr.: 030 114 01 464
Gerichtsstand: Saarbrücken, November 2014

General Terms and Conditions of MEDICOPLAST International GmbH

1. All agreements and offers are based on our general terms and conditions; they are considered to be accepted by placement of order or reception of delivery. They are applicable for future business relations as well, even if they were not agreed upon explicitly once more. Deviations from our general terms need to be accepted by us explicitly in written form.
2. Our offers are to be considered non-binding. Orders are binding only by issue of our written confirmation or if fulfilled by delivery. Please observe the required minimum quantities. In case the ordered quantities differ from the sales / packing unit (PU) we reserve the right to amend the ordered quantity. Minor quantities may be processed by a service agent.
3. Prices are based on our latest pricelist. The period allowed for net payment is 30 days from date of invoice, for payments received into our account within 10 days we grant 2 % discount. For direct debit transfer we grant 3 % discount. If the payment deadline is exceeded we are authorized to charge 8 % interest from the amount of invoice. Our claims shall not be off set and no right of retention applies - except in cases of undisputed or legally determined counter - claims.
4. We will undertake all efforts to deliver in a timely manner. Our delivery periods refer to the date of notification of readiness for the goods. In case of delayed delivery the buyer may determine an extension period. This extension period shall be at least 4 weeks. After this extension period the buyer may withdraw from the contract. The withdrawal must be declared in written form immediately after expiry of the extension period. Our liability in case of delayed delivery is limited to the value of the goods in delay. Further claims are excluded. Interruptions of operations, strikes, lockouts, raw material-, power- or manpower shortages, late deliveries or delivery failures of our suppliers, injunctions of higher authorities as well as circumstances of force majeure exempt the affected party from obligations of delivery resp. reception for the duration of the interruption and to the extent of their effect.
5. All deliveries travel at the risk of the buyer, even in case we carry the freight costs. Partial deliveries are permitted. Mode and route of dispatch will be selected by us. Express-, high- urgency-, airfreight- or airmail delivery performed on request of the buyer, will be at the his own full expense. Direct deliveries to third parties will be subject to a surcharge of € 5,00. For returning of goods which are not caused by Medicoplast a handling fee of € 30,00 as well as a 15 % of the goods' net value will be charged after consultation. Special production items are excluded from return.
6. For special manufacturing we reserve the right of supplying plus / minus up to 20 % of the ordered quantity. Creation of new articles and extensive documentation will be charged according to the costs incurred.
- 7.a) Complaints - in case of obvious defects - must be indicated within 7 days after receipt of goods in written form. Obvious defects which are visible upon receipt of goods need to be indicated at once to the forwarding agent or carrier. In the event of justified complaints we will supply replacement or perform improvement solely at our own choice.
- b) In case we let the extension period pass without conducting replacement or repair of the damage the buyer has the right of withdrawal.
- c) In the event that the delivered goods will be sold according to the intended use or handed over to a third party on legal basis before complete payment, the customer hereby assigns all claims resulting from the sale to us. In case of further processing, combination or mixing the transfer of claims will occur for full invoice value of our goods.
8. Claims including those towards our personnel arising from impossibility of performance, from positive breach of obligation, from default on completion of the contract and unlawful acts are excluded, unless they are based on (willful) intention, gross negligence or the breach of significant contractual obligations.
9. The delivery items shall remain the property of the supplier until any and all claims of the supplier arising from the business relationship with the customer have been paid in full.
10. The place of execution and court of jurisdiction for all service obligations arising from this contractual relationship is the residence of Medicoplast.
11. All deliveries and services rendered to fulfill this contract are subject to the proviso that the fulfillment is not prevented by any impediments arising out of national or international foreign trade legislation, particularly export control regulations, embargos or any other sanctions. The contract party is obligated to supply all information and documents necessary to the export / transfer / import. Delays caused by export audits or approval procedures will render delivery times and deadlines invalid. In case mandatory permissions are not granted all relevant parts of the contract will be rendered void.
12. In the event of a recall the buyer is obligated to inform all end users of the recall who received these Medicoplast items, to take the defective items back or prove their destruction by supplying a protocol thereof.
13. External audits will be charged according to efforts.

Legal form: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Residence: Illingen
Register: District court Saarbrücken HRB 14340
General Manager: Klaus F. Schmitt
VAT-No.: DE814205662
Tax No.: 030 114 01 464
Court of Jurisdiction: Saarbrücken, November 2014



MEDICOPLAST

International GmbH

Heusweilerstraße 100

D-66557 Illingen/Germany

Telefon: 0049 (0) 68 25 / 94 24 - 0

Telefax: 0049 (0) 68 25 / 94 24 37

Internet: www.medicoplast.de

E-Mail: info@medicoplast.de